

Wb, Elisa용 항-Fam13A 다클론 항체 - O94988

품목 번호: CM0012948

소개

FAM13A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 예측 분자량이 117 kDa인 잠재적 GTPase 활성화 단백질인 인간 FAM13A를 검출합니다. 대안 스플라이싱 및 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM13A 토끼 pAb
비고/별칭	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
종	인간
유전자ID (인간)	10144
유전자ID	10144
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O94988
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백