

Anti-Fam155B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75949

품목 번호: CM0018740

소개

인간 FAM155B (NALF2/TED)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 이온 채널 및 신경과학 연구 응용 분야에 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FAM155B Rabbit pAb
비고/별칭	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
종	인간
GeneID (인간)	27112
GeneID	27112
면역원	합성 펩타이드 인간 FAM155B (NP_056501.2)의 아미노산 400-472에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75949
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백