

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Fam160B2 폴리클로날 항체 - Q86V87

품목 번호: CM0026757

소개

인간 FAM160B2 (FHIP2B/RAI16)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 및 TGFβ 신호 전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	FAM160B2 토끼 pAb
비고/별칭	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
종	인간
GeneID	64760
면역원	합성 펩타이드 인간 FAM160B2 (NP_073586.5)의 아미노산 420-520에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86V87
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백