

Wb 및 Elisa용 Anti-Fam173B 폴리클론항체 - Q6P4H8

품목 번호: CM0027342

소개

인간 FAM173B (ATP 합성효소 서브유닛 C 라이신 N-메틸트랜스퍼라제)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 메틸화 및 만성 통증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM173B Rabbit pAb
비고/별칭	JS-2; FAM173B; hFAM173B
종	인간
유전자 ID (인간)	134145
유전자 ID	134145
면역원	인간 FAM173B (NP_954584.2)의 아미노산 1-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6P4H8
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백