


Anti-Fam208A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uk61

품목 번호: CM0012949



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-FAM208A 토끼 폴리클로날 항체입니다. 후생유전학적 레트로트랜스포존 침묵에 관여하는 HUSH 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 TASOR를 표적으로 합니다. 염색질 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM208A Rabbit pAb
비고/별칭	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
종	인간
GeneID (Human)	23272
GeneID	23272
면역원	인간 FAM208A (NP_001106207.1)의 아미노산 700-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UK61
단백질 분자량	189kDa
배송	아이스백