


Wb용 항-Fam20A 단일클론 항체 - Q96Mk3

품목 번호: CM0006726



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 FAM20A 토끼 단일클론 항체. 인간 의사키나제 FAM20A를 인식하며, 생체광물화 조절 단백질입니다. 치아 발달 및 무기질화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM20A 토끼 mAb
비고/별칭	AIIG; AIGFS; FP2747; FAM20A
종	인간
GeneID (인간)	54757
GeneID	54757
면역원	인간 FAM20A(NP_060035.2)의 아미노산 442-541번에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96MK3
단백질 중량	61 kDa
배송	아이스팩