


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fam20A Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Mk3

품목 번호: CM0027641



소개

인간 FAM20A 의사인산화효소를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 생체광물화 및 범람질 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

핵심 제품 사양	파라미터 상세
제품명	FAM20A Rabbit pAb
비고/별칭	AIIG; AIGFS; FP2747; FAM20A
종	인간
GeneID (인간)	54757
GeneID	54757
면역원	인간 FAM20A (NP_060035.2)의 아미노산 140-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96MK3
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백