

Anti-Fam221A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

품목 번호: CM0023131

소개

Fam221a Rabbit pAb는 마우스 FAM221A에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 검출 및 국소화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fam221a Rabbit pAb
비고/별칭	D330028D13Rik; Fam221a
종	마우스
유전자 ID (인간)	340277
유전자 ID	231946
면역원	마우스 Fam221a (NP_766315.1)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8C790
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩