

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fam3A 모노클로널 항체 - P98173

품목 번호: CM0006475

소개

인간 FAM3A (P98173)를 표적으로 하는 재조합 토끼 모노클로널 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 데펜신 및 진균 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM3A Rabbit mAb
비고/별칭	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	60343
유전자 ID	60343
면역원	재조합 단백질 인간 FAM3A(NP_068578.2)의 아미노산 34-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P98173
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백