

Anti-Fam3A 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P98173

품목 번호: CM0023700

소개

인간 FAM3A (아미노산 34-230)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 디펜신 활성 잠재력을 가진 25 kDa 분비 사이토카인 유사 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	FAM3A Rabbit pAb
비고/별칭	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
종	인간
GeneID (인간)	60343
GeneID	60343
면역원	인간 FAM3A (NP_068578.2)의 아미노산 34-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P98173
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백