

Anti-Fam3B 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P58499

품목 번호: CM0017871

소개

인간 FAM3B(PANDER)에 대한 토끼 다클론 항체로, 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 알파 및 베타 세포의 세포사멸과 췌장 기능 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM3B 토끼 pAb
비고/별칭	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
종	인간
유전자 ID (인간)	54097
유전자 ID	54097
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P58499
단백질 분자량	26kDa
배송 방법	아이스 팩