

Wb, Elisa용 Anti-Fam3D 다클론 항체 - Q96Bq1

품목 번호: CM0020923

소개

CamelBio는 고순도 Anti-FAM3D 토끼 다클론 항체(Q96BQ1)를 제공하며, 마우스와 랫드와 교차 반응성이 확인되었고 WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 분비 당단백질 FAM3D의 태반 생물학 및 렉틴 관련 경로에서의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM3D 토끼 pAb
비고/별칭	EF7; OIT1; FAM3D
종	인간
유전자ID	131177
면역원	인간 FAM3D (NP_620160.1)의 아미노산 24-204에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q96BQ1
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩