

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Fam3D 토끼 다클론 항체(Pab) - Q96Bq1

품목 번호: CM0022955

소개

Western blot, 면역조직화학(IHC), 면역형광(IF) 및 ELISA용 인간 FAM3D(EF7/OIT1) 대상 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 검증됨. 예상 분자량 25 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM3D 토끼 pAb
비고/별칭	EF7; OIT1; FAM3D
종	인간
유전자 ID (인간)	131177
유전자 ID	131177
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96BQ1
단백질 무게	25kDa
배송	아이스팩