

Wb, Elisa용 Anti-Fam46A 다클론 항체 - Q96Ip4

품목 번호: CM0016513



소개

FAM46A 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 골 무기화 및 조골세포 기능에 관여하는 세포질 폴리(A) 중합효소인 인간 및 마우스 말단 뉴클레오티딜트랜스퍼레이스 5A를 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FAM46A 토끼 pAb
비고/별칭	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
종	인간
GeneID (인간)	55603
GeneID	55603
면역원	인간 FAM46A (NP_060103.2)의 아미노산 180-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96IP4
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩