

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fam50B 토끼 다클론 항체 - Q9Wtj8

품목 번호: CM0022146

소개

마우스 FAM50B에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 고환 발현 연구 및 아세틸화 연구에 유용합니다. 면역원: 아미노산 70-150에 해당하는 재조합 융합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fam50b 토끼 pAb
비고/별칭	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-like; Fam50b
종	마우스
유전자 ID (인간)	26240
유전자 ID (마우스)	108161
면역원	마우스 Fam50b의 아미노산 70-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_620085.2)
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9WTJ8
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩