

Anti-Fam65B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

품목 번호: CM0026658

소개

Human FAM65B (RIPOR2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 분극, 근육 형성 및 난청 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM65B Rabbit pAb
비고/별칭	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
종	Human
GeneID (Human)	9750
GeneID	9750
면역원	Human FAM65B (NP_056948.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y4F9
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스 팩