

Wb, Elisa용 Anti-Fam96B 폴리클로날 항체 - Q9Y3D0

품목 번호: CM0026458

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 인간 FAM96B (CIA2B/MIP18)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스와도 반응성을 나타냅니다. 철-황 클러스터 조립 및 염색체 분리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM96B Rabbit pAb
비고/별칭	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51647
GeneID	51647
면역원(Immunogen)	인간 FAM96B (NP_057146.1)의 아미노산 1-163에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y3D0
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스팩