

Anti-Fam98A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

품목 번호: CM0022204

소개

인간 FAM98A를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응. PRMT1 유도 아르기닌 메틸화 및 골격 항상성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM98A Rabbit pAb
비고/별칭	FAM98A
종	인간
GeneID (Human)	25940
GeneID	25940
면역원	인간 FAM98A (NP_056290.3)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NCA5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩