

Wb 및 Elisa용 Anti-Fam98B 토끼 다클로날 항체 - Q52Lj0

품목 번호: CM0023789

소개

WB 및 ELISA용 인간 FAM98B(tRNA 스플라이싱 리가제 복합체 서브유닛)에 대한 토끼 다클로날 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. tRNA 처리 및 대장암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM98B Rabbit pAb
비고/별칭	FAM98B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	283742
GeneID	283742
면역원	인간 FAM98B (NP_775882.2)의 아미노산 1-225에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q52LJ0
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백