


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Fancc 폴리클론 항체 - Q00597

품목 번호: CM0021047



소개

FANCC에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 FANCC 단백질을 검출합니다. DNA 손상 복구 및 판코니 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FANCC Rabbit pAb
비고/별칭	FA3; FAC; FACC; FANCC
종	인간
유전자 ID (인간)	2176
유전자 ID	2176
면역원	인간 FANCC (NP_000127.2)의 아미노산 340-558에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00597
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백