

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Fancd2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Bxw9

품목 번호: CM0003860



소개

인간 FANCD2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. DNA 수리, 판코니 빈혈 및 염색체 안정성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	FANCD2 Rabbit mAb
비고/별칭	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
종	인간
GeneID (인간)	2177
GeneID	2177
면역원	합성 펩타이드 인간 FANCD2 (Q9BXW9)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXW9
단백질 분자량	164 kDa
배송	아이스백