


Anti-Fancg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15287

품목 번호: CM0029164



소개

인간 FANCG (FAG/XRCC9)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 판코니 빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FANCG Rabbit pAb
비고/별칭	FAG, XRCC9, FANCG
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2189
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O15287
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)