

Wb, Elisa용 항-Fanci 토끼 다클론 항체 - Q9Nvi1

품목 번호: CM0030172



소개

인간 FANCI를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 손상 복구, 판코니 빈혈 및 세포 주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FANCI 토끼 pAb
비고/별칭	KIAA1794; FANCI
종	인간
유전자 ID (인간)	55215
유전자 ID	55215
면역원	인간 FANCI (NP_001106849.1)의 아미노산 1061-1328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NVI1
단백질 분자량	149kDa
배송 방법	아이스 팩