


Wb 및 Elisa용 항-Fancl 토끼 다클론 항체 - Q9Nw38

품목 번호: CM0030124



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 FANCL 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 판코니 빈혈 DNA 복구에 관여하는 E3 유비퀴틴 리게아제를 표적으로 합니다. DNA 손상 반응 및 생식 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FANCL 토끼 pAb
비고/별칭	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
종	인간
GeneID (인간)	55120
GeneID	55120
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NW38
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩