


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fancm 토끼 다클로날 항체 - Q8Iyd8

품목 번호: CM0026906



소개

사람 FANCM을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 판코니 빈혈 경로, DNA 복구 메커니즘 및 생식 세포 생물학을 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FANCM Rabbit pAb
비고/별칭	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	57697
유전자 ID	57697
면역원	재조합 단백질/사람 FANCM (NP_065988.1)의 아미노산 390-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q8IYD8
단백질 분자량	232kDa
배송	아이스백