

Anti-Fap (Fibroblast Activation Protein-A) 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q12884

품목 번호: CM0006339



소개

인간 FAP (Q12884)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ECM 리모델링, 섬유화 및 종양 미세환경 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibroblast activation protein-α (FAP) Rabbit mAb
비고/별칭	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP; Fibroblast activation protein-α (FAP)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2191
GeneID	2191
면역원(Immunogen)	인간 FAP (NP_004451.2)의 아미노산 411-510에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q12884
단백질 분자량(Protein Weight)	26kDa/87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)