

유세포분석용 항-Fap 단클론 항체 - Q12884

품목 번호: CM0011707



소개

유세포분석을 위해 인간 섬유아세포 활성화 단백질 알파(FAP)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 조직 리모델링, 섬유증 및 종양 미세환경 연구에 이상적이며, 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 FAP mAb
비고/별칭	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; 프롤릴 엔도펩티다아제 FAP
종	인간
유전자ID (인간)	2191
유전자ID	2191
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q12884
단백질 분자량	27kDa/87kDa
배송	아이스백