

If/Icc, Elisa용 항-Fap 다클론 항체 - Q12884

품목 번호: CM0028573



소개

FAP 토끼 pAb는 종양 성장 및 조직 재형성에 관여하는 섬유아세포 활성화 단백질 알파(Q12884)를 표적으로 하는 IF/ICC 및 ELISA용 인간 특이적 다클론 항체입니다. 암 및 섬유증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAP 토끼 pAb
비고/별칭	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
종	인간
유전자ID (인간)	2191
유전자ID	2191
면역원	인간 FAP (NP_004451.2)의 아미노산 481-580 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q12884
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩