

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Farsb 토끼 다클로날 항체 - Q9Nsd9

품목 번호: CM0017921



소개

인간 FARSF(페닐알라닌-tRNA 합성효소 베타 소단위)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포질 아미노아실화 및 단백질 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FARSF Rabbit pAb
비고/별칭	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLA; RILDBC1; FARSF
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10056
유전자 ID	10056
면역원	인간 FARSF (NP_005678.3)의 아미노산 240-589에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NSD9
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백