

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Fas 단클론 항체 - P25445

품목 번호: CM0003905



소개

인간 Fas(CD95, APO-1, TNFRSF6)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차반응성을 보입니다. 세포자멸사 및 면역관용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Fas 토끼 단클론항체(mAb)
비고/별칭	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
종	인간
유전자ID (인간)	355
유전자ID	355
면역원	합성 펩티드 인간 Fas(NP_000034.1)의 아미노산 50-150번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P25445
단백질 분자량	9-38 kDa
배송 방식	아이스백