

Wb, Elisa용 Anti-Fas 토끼 다클론 항체 - P25445

품목 번호: CM0017590



소개

인간 Fas(CD95/APO-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하므로 세포사멸 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fas 토끼 pAb
비고/별칭	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
종	인간
GeneID(인간)	355
GeneID	355
면역원	재조합 단백질: 인간 Fas(NP_000034.1)의 아미노산 200-300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P25445
단백질 분자량	9-38 kDa
배송	아이스백