


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fascin/Fscn1 단일클론성 항체 - Q16658

품목 번호: CM0007787



소개

토끼 유래 Fascin (FSCN1) 단일클론성 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. 세포 돌출 및 이동에 관여하는 55 kDa 액틴 다발 형성 단백질을 인지합니다. 세포골격 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fascin/FSCN1 Rabbit mAb
비고/별칭	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
종	인간
GeneID (인간)	6624
GeneID	6624
면역원	인간 Fascin/FSCN1 (Q16658)의 아미노산 249-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론성 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16658
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백