

Wb, Elisa용 항-Fastkd1 토끼 다클론 항체 - Q53R41

품목 번호: CM0027762

소개

인간 FASTKD1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 FASTKD1을 검출합니다. 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FASTKD1 토끼 pAb
비고/별칭	FASTKD1
종	인간
유전자 ID (인간)	79675
유전자 ID	79675
면역원	인간 FASTKD1 (NP_078898.3)의 아미노산 638-847을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q53R41
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩