

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fastkd2 폴리클로날 항체 - Q9Nyy8

품목 번호: CM0030618

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 FASTKD2를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 FASTKD2 단백질(81 kDa)을 검출합니다. 미토콘드리아 리보솜 대단위체 조립 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FASTKD2 Rabbit pAb
비고/별칭	COXPD44; KIAA0971
종	사람(Human)
GeneID (사람)	22868
GeneID	22868
면역원	사람 FASTKD2 (NP_055744.2)의 아미노산 51-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NYY8
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백