


Anti-Fat10/Ubd 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O15205

품목 번호: CM0027287



소개

인체 FAT10/UBD(유비퀴틴 D)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 무게는 18kDa입니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로, 면역 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	FAT10/UBD 토끼 pAb
비고/별칭	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
종	인간
유전자 ID (인간)	10537
유전자 ID	10537
면역원	인간 FAT10/UBD의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 (NP_006389.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15205
단백질 무게	18kDa
배송	아이스팩