

Anti-Fbln5 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Ubx5

품목 번호: CM0029158

소개

탄성 섬유 및 세포외기질 연구용 인간 피불린-5(Fibulin-5, FBLN5)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | FBLN5 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5 |
| 종          | 인간                                                                    |
| 유전자ID (인간) | 10516                                                                 |
| 유전자ID      | 10516                                                                 |
| 면역원        | 인간 FBLN5 (NP_006320.2)의 아미노산 199-448에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질         |
| 공급원        | 토끼                                                                    |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                                     |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                           |
| SWISS      | Q9UBX5                                                                |
| 단백질 분자량    | 50kDa                                                                 |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                                 |