


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fbp1 토끼 단일클론 항체 - P09467

품목 번호: CM0006652



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 anti-FBP1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 포도당신생합성의 속도 제한 효소인 fructose-1,6-bisphosphatase 1(FBP1, P09467)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBP1 토끼 mAb
비고/별칭	FBP; FBP1
종	인간
유전자 ID(인간)	2203
유전자 ID	2203
면역원	합성 펩타이드: 인간 FBP1(P09467)의 아미노산 1~100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09467
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백