

Anti-Fbx32/Fbxo32 폴리클론항체 For Wb, If-P, Elisa - Q969P5

품목 번호: CM0026320

소개

인간 Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx)에 대한 토끼 폴리클론항체로 WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플을 인식합니다. 근육 위축 및 유비쿼틴 매개 단백질 분해 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Fbx32/FBXO32 토끼 pAb
비고/별칭	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
종	인간
유전자 ID	114907
면역원	재조합 단백질; 인간 Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1)의 아미노산 206-355 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q969P5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백