

Wb 및 Elisa용 Anti-Fbxl12 폴리클로날 항체 - Q9Nxx8

품목 번호: CM0015872

소개

인간 FBXL12(F-box/LRR-repeat protein 12)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 매개 단백질 분해 및 세포 주기 정지 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXL12 Rabbit pAb
비고/별칭	Fbl12; FBXL12
종	인간
유전자 ID (인간)	54850
유전자 ID	54850
면역원	인간 FBXL12 (NP_060173.1)의 아미노산 1-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NXX8
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백