


Wb 및 Elisa용 Anti-Fbxl2 토끼 다클론 항체 - Q9Ukc9

품목 번호: CM0016723



소개

인간 FBXL2(FBL2/FBL3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 유비퀴틴 매개 단백질 분해, 세포 주기 조절 및 염증 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXL2 토끼 pAb
비고/별칭	FBL2; FBL3; FBXL2
종	인간
GeneID (인간)	25827
GeneID	25827
면역원	인간 FBXL2(NP_036289.3)의 120~240번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UKC9
단백질 중량	47kDa
배송	아이스팩