

Anti-Fbxo4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukt5

품목 번호: CM0028171



소개

FBXO4 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 FBXO4를 검출합니다. 이 항체는 SCF E3 유비퀴틴 리가아제의 기질 인식 단위인 F-box only protein 4를 표적으로 하여, 유비퀴틴 매개 분해 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXO4 Rabbit pAb
비고/별칭	FBX4; FBXO4
종	인간
GeneID (인간)	26272
GeneID	26272
면역원	인간 FBXO4 (NP_036308.1)의 아미노산 138-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UKT5
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백