

Wb, Elisa용 Anti-Fbxo42 다클론 항체 - Q6P3S6

품목 번호: CM0022612

소개

인간 FBXO42에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. SCF E3 유비퀴틴 리가아제 기능 및 p53 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	FBXO42 토끼 pAb
비고/별칭	JFK; Fbx42; FBXO42
종	인간
유전자 ID (인간)	54455
유전자 ID	54455
면역원	인간 FBXO42의 아미노산 468-717에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_061867.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q6P3S6
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩