


Anti-Fbxo7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

품목 번호: CM0027177



소개

토끼 폴리클론항체는 인간, 마우스, 쥐의 FBXO7을 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

FBXO7은 유비퀴틴화 및 미토파지에 관여하는 F-박스 단백질로, 예상 분자량은 59kDa입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FBXO7 Rabbit pAb
비고/별칭	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
종	인간
GeneID (Human)	25793
GeneID	25793
면역원	인간 FBXO7 (NP_036311.3)의 아미노산 353-522를 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y3I1
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백