

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fbxw11 폴리클론 항체 - Q9Ukb1

품목 번호: CM0026827



소개

인간 FBXW11 (beta-TrCP2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트에서 인식. 유비퀴틴-프로테아좀, Wnt, NF- κ B 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXW11 Rabbit pAb
비고/별칭	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
종	인간
유전자 ID (인간)	23291
유전자 ID	23291
면역원	인간 FBXW11 (NP_036432.2)의 아미노산 443-542 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKB1
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백