

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fbxw11 폴리클로날 항체 - Q9Ukb1

품목 번호: CM0021466



소개

FBXW11 Rabbit pAb은 인간 FBXW11에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 유비퀴틴화, Wnt 신호 전달 및 NF- κ B 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXW11 Rabbit pAb
비고/별칭	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw1; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23291
면역원	인간 FBXW11의 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UKB1
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백