

Anti-Fbxw2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ukt8

품목 번호: CM0024498

소개

Western blotting 및 ELISA 검증을 거친 Anti-FBXW2 토끼 다클론 항체입니다. SCF E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 인식 구성 요소인 인간, 마우스 및 쥐(rat) FBXW2를 검출합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FBXW2 토끼 pAb
비고/별칭	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
종	인간
유전자 ID (인간)	26190
유전자 ID	26190
면역원	재조합 단백질[인간 FBXW2의 102-454 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_036296.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q9UKT8
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩