

Wb, Elisa용 항-Fbxw5 다클론 항체 - Q969U6

품목 번호: CM0028987

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 인간 FBXW5 토끼 다클론 항체입니다. SCF 및 DCX E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 인식 구성요소인 F-box/WD 반복 함유 단백질 5(64 kDa)를 표적으로 하며, 유비퀴틴화, 세포 주기 및 중심체 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FBXW5 토끼 pAb
비고/별칭	Fbw5; FBXW5
종	인간
유전자 ID (인간)	54461
유전자 ID	54461
면역원	인간 FBXW5 (NP_061871.1)의 아미노산 184-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q969U6
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스 팩