

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fbxw7 폴리클로날 항체 - Q969H0

품목 번호: CM0030890



소개

FBXW7에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC(파라핀), ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 약 80 kDa의 FBXW7을 검출합니다.

프로테아좀 분해 연구를 위한 유비퀴틴 리가아제 기질 인식 구성요소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FBXW7 Rabbit pAb
비고/별칭	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
종	인간
GeneID (인간)	55294
GeneID	55294
면역원	합성 펩타이드 인간 FBXW7 (NP_361014.1)의 아미노산 231-371 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969H0
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백