

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fbxw8 토끼 폴리클론 항체 - Q8N3Y1

품목 번호: CM0022138



소개

Cul7-RING 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 인식 성분인 FBXW8을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FBXW8 토끼 pAb
비고/별칭	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
종	인간
유전자 ID (인간)	26259
유전자 ID	26259
면역원	합성 펩타이드 인간 FBXW8(NP_699179.2)의 500-598 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8N3Y1
단백질 무게	67kDa
배송	아이스팩