


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fcar 폴리클로날 항체 - P24071

품목 번호: CM0027373



소개

인간 FCAR (CD89)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스를 인식하며, 골수세포 및 점막 면역에서 Fc 수용체 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FCAR Rabbit pAb
비고/별칭	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
종	Human
GeneID (인간)	2204
GeneID	2204
면역원	인간 FCAR (NP_001991.1)의 아미노산 60-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P24071
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백